

# FZ2 VARIOmatic®

## 9. Technische Daten

4-Platz Absauganlage <b>FZ 2 VARIOmatic®</b>			
Anzahl der Saugeingänge		4 (automatisch öffnend)	
Abmessungen			
Breite:		334 mm	
Tiefe:		600 mm	
Höhe:		810 mm	
Spannung		230V~ 50/60 Hz	
Leistung		1900 W	
Maximale Gesamtleistung		3000 W	
Erforderlicher Anschlußwert		16 A	
Saugturbinen		2 Stück, dreiphasig, kollektorlos	
Max.Gesamtsaugleistung		ca. 100 l/s	
Luftmenge pro Saugstelle geregelt		18-40 l/s global einstellbar	
Durchschnittlicher Schalldruckpegel *			
in 0,5m / 1m Abstand zum Gerät		0,5m	1m
1 Saugstelle bei	ca. 30 l/s	Lp (A) 53 dB	49 dB
2 Saugstellen bei	ca. 60 l/s	Lp (A) 59 dB	55 dB
3 Saugstellen bei	ca. 90 l/s	Lp (A) 61 dB	57 dB
Volumen des Staubbehälters		12 l	
Filterverwendungskategorie		BIA C	
effektive Filterfläche		2,3 m <sup>2</sup>	
Erforderlicher Druckluftanschluß		mind. 5bar	
Gewicht		72 kg	
<b>10. Ersatzteile</b>		<b>Best. Nr.</b>	
Saugstellen-Ventil		752/060	
Filterpatrone		556/034	
Sicherheitsfilter		556/070	

\* alle Geräuschemissionswerte beziehen sich ausschließlich auf die Absauganlage **FZ 2 VARIOmatic®**  
Lufteströmgeräusche am Arbeitsplatz sind von Einsaugsystemen und Geräten abhängig und blieben bei den Messungen unberücksichtigt.  
Schalldruckpegel basieren auf Schalleistungsmessung nach ISO Norm 9614-2 (Genauigkeitsklasse 2)