



Dampfpistole



Als Zubehör erhältlich:
Spritzschutteinheit
komplett aus Edelstahl,
vorne und oben offen,
leicht zu reinigende Einzel-
teile (Spritzschutz, Auffang-
schale, Siebeinsatz)



Als Zubehör erhältlich:
Edelstahl-Spritzschutz mit
fest montierter Haube
(Schornstein-Effekt), leicht zu
reinigende Einzelteile
(Spritzschutz, Kunststoff-
Auffangschale, Siebeinsatz)

Quality made in Hamburg · GERMANY

Wassermann ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen mit Firmensitz in Hamburg. Wir konstruieren und produzieren hochwertige technische Geräte in Deutschland. Hauptanwender sind weltweit zahntechnische Labore, Zahnarztpraxen und unterschiedliche Industriebereiche.

Warum ein Produkt von Wassermann?

Wassermann-Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und der Kunststoffanteil wird bewusst so gering wie möglich gehalten. Unsere Geräte sind bekannt für ihre hohe Alltagstauglichkeit, Funktionalität und Langlebigkeit. Daraus resultiert ein hohes Vertrauen der Anwender in die Marke Wassermann. Wir fühlen uns täglich neu verpflichtet, unsere Kunden in puncto Sicherheit, Service und Produktivität zu unterstützen. Technologische Perfektion, optimale Qualität und vor allem Nachhaltigkeit sind dabei unsere Maßstäbe.

Durch die Kombination dieser Werte hat sich das Familienunternehmen seit seiner Gründung 1927 als Hersteller hochwertiger Produkte weltweit etabliert.



OmegaDent®
You NEED IT - we've GOT IT!

Wasi-Steam Classic II



Dampfstrahler


Wassermann Dental-Maschinen GmbH
Rudorffweg 15-17 · 21031 Hamburg · Deutschland
Tel.: +49 (0)40 730 926-0 · Fax: +49 (0)40 730 37 24
info@wassermann-dental.com · www.wassermann.hamburg
www.facebook.com/WassermannDentalmaschinen

Dampfstrahler

Wasi-Steam Classic II



Kompakt im Format, stark in der Leistung: Der Wasi-Steam Classic II ist die perfekte Lösung, wenn das Platzangebot klein, aber der Anspruch groß ist. Insbesondere dem Mehrplatzanwender bietet er mit seinem variablen Arbeitsdruck von bis zu 5 bar eine ebenso schonende wie auch schnelle und dabei vor allem gründliche Reinigung aller Kleinteile.



Eigenschaften

- Optimal für den Einsatz bei kleinem Platzangebot
- Schonend und schnell in der Anwendung, gründlich im Ergebnis
- Hohe Sicherheit durch Trockenlaufschutz
- Wandmontage möglich, Befestigungsset für Wandmontage als Zubehör erhältlich

Zubehör	Artikel Nr.
Spritzschutzeinheit komplett aus Edelstahl B 250 x H 265 x T 255 mm, vorne und oben offen	174460
Spritzschutzeinheit, Edelstahl, mit Kunststoff-Wanne B 235 x H 385 x T 294 mm, mit fest montierter Edelstahl-Haube	174360
Befestigungsset für Wandmontage	174358
1 L Kalklöser	655002
Spezial-Düse Ø 2,5 mm (Ersatz-Standard-Düse Ø 1,2 mm, Artikel Nr. 174100)	174352

Wasi-Steam Classic II Edelstahl Wasi-Steam Classic II Edelstahl weiß	Artikel Nr. 174996 #CCVA# Artikel Nr. 174996 #CCWH#
Spannung	220–240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	5,3 A (Si 6,3 A mt)
Leistung	1220 W
Maße B x H x T max. Maße B x H x T (Gehäuse)	245 x 350 x 315 mm 200 x 305 x 310 mm
Gewicht	12,5 kg
Schallpegel	≤ 70 dB (A)
Arbeitsdruck	max. 5 bar
Dampftemperatur	max. 158 °C (bei 5 bar)
Kesselinhalt	3,3 l
Schutzklasse	IP 22



Wasi-Steam Classic II Edelstahl



Wasi-Steam Classic II Edelstahl weiß