

VOLVERE i7 Kernloser Mikromotor

VOLVERE i7 bietet starke Leistung, hohen Bedienkomfort und lange Lebensdauer. Das Steuergerät kann sowohl stehend als auch liegend oder – z.B. bei Arbeitsplätzen mit beengten Verhältnissen – mithilfe einer zusätzlich erhältlichen Gelenkarmhalterung platziert werden.

Eigenschaften

- Kompaktes Design
- Automatische Geschwindigkeitsüberwachung
- Wahlweise Fuß- oder manueller Betrieb

Technische Daten

- Stromzufuhr : Wechselstrom 230 V 50/60 Hz
- Gewicht : 900 g
- Abmessungen : B69 x T185 x H167 (mm)



Hocheffizienter Mikromotor mit kraftvollem Drehmoment

- Handlicher Griff
- Integrierter Staubschutzmechanismus
- Äußerst präzise
- Leicht und kompakt
- Kaum Vibrationen, niedriger Geräuschpegel



Technische Daten (Mikromotor Standard)

- Drehzahlbereich : 1.000–35.000/min
- Gewicht : 192 g (ohne Kabel)
- Maximales Drehmoment : 4,1 Ncm
- Kabellänge : 1,2 m
- Abmessungen : L130 x ø24,5 (mm)



VOLVERE i7 Komplettsets

Standard MODELL VOLVERE i7 RM BESTELLCODE Y1002890 € 969,-

Typ ISO-E MODELL VOLVERE i7 E BESTELLCODE Y1002891 € 869,-
mit VR-E Handstück

Inhalt

- Steuergerät
- Mikromotorhandstück
- Handstückablage
- Fußschalter