

## Zubehör für Vorwärmöfen



Artikel-Nummer:  
631000140



Artikel-Nummer:  
631000812



Artikel-Nummer:  
631000166



# OmegaDent®

You NEED IT - we've GOT IT!


**Abzugskamin** zum Anschluss an ein Abluftrohr.

**Abzugskamin mit Ventilator**, um entstehende Abgase besser aus dem Ofen herauszuführen. Mit Controllern B400 - P480 programmabhängig schaltbar (nicht bei Modellen L(T) 15..., L 1/12, LE 1/11, LE 2/11).\*

**Katalysator mit Ventilator** zur Reinigung organischer Bestandteile der Abluft. Die organischen Bestandteile werden bei ca. 600 °C katalytisch verbrannt, d.h. in Kohlendioxid und Wasserdampf aufgespalten. Geruchsbelästigungen werden somit weitestgehend ausgeschlossen. Mit den Controllern B400 - P480 kann der Katalysator programmabhängig geschaltet werden (nicht bei Modellen L(T) 15..., L 1/12, LE 1/11, LE 2/11).\*

\* Hinweis: Bei Verwendung anderer Controller muss zusätzlich ein Adapterkabel zum Anschluss an eine separate Steckdose bestellt werden. Das Gerät wird durch Einstecken aktiviert.

Wählen Sie zwischen unterschiedlichen **Bodenplatten** und **Auffangwannen** zum Schutz der Öfen und zum einfachen Chargieren aus. Für Modelle L, LT, und LE auf den Seiten 16 - 18.



**Keramik-Riffelplatte, Tmax 1200 °C**

**Keramik-Auffangwanne, Tmax 1300 °C**

**Stahl-Auffangwanne, Tmax 1100 °C**

Für Modell	Keramik-Riffelplatte		Keramik-Auffangwanne		Stahl-Auffangwanne (Material 1.4828)	
	Artikel-Nummer	Abmessungen in mm	Artikel-Nummer	Abmessungen in mm	Artikel-Nummer	Abmessungen in mm
L 1, LE 1	691601835	110 x 90 x 12,7	-	-	691404623	85 x 100 x 20
LE 2	691601097	170 x 110 x 12,7	691601099	100 x 160 x 10	691402096	110 x 170 x 20
L 3, LT 3	691600507	150 x 140 x 12,7	691600510	150 x 140 x 20	691400145	150 x 140 x 20
LE 6, L 5, LT 5	691600508	190 x 170 x 12,7	691600511	190 x 170 x 20	691400146	190 x 170 x 20
L 9, LT 9, N 7	691600509	240 x 220 x 12,7	691600512	240 x 220 x 20	691400147	240 x 220 x 20
LE 14	691601098	210 x 290 x 12,7	-	-	691402097	210 x 290 x 20
L 15, LT 15, N 11	691600506	340 x 220 x 12,7	-	-	691400149	230 x 330 x 20

## Allgemeines Zubehör

Hitzebeständige **Handschuhe** zum Schutz des Bedieners beim Chargieren oder Herausnehmen im heißen Zustand, beständig bis 650 °C oder 700 °C.



Artikel-Nummer:  
493000004



Artikel-Nummer:  
491041101



Artikel-Nummer:  
493000002 (300 mm)  
493000003 (500 mm)

**Handschuhe, Tmax 650 °C**

**Handschuhe, Tmax 700 °C**

Verschiedene **Zangen** zum einfachen Be- und Entladen des Ofens.