

● GIPSTRIMMER HSS-88



OmegaDent[®]

You NEED IT - we've GOT IT!

Der Klassiker unter den Nasstrimmern



Technische Informationen

Kraftvoll, flexibel und langlebig: Aus gutem Grund ist der vielseitige HSS-88 Wassermanns meistverkaufter Trimmer. Denn durch seinen durchzugs- und drehmomentstarken und dank seiner speziellen Kurzschlussläufertechnik dabei vollkommen verschleiß- und wartungsfreien 1000-Watt-Motor garantiert er höchste Schleifgeschwindigkeiten. Zusätzlich ist der HSS-88 auch besonders flexibel, denn er lässt sich mit allen von Wassermann angebotenen Schleifscheiben und der KFO-Ausstattung einsetzen. Da die Motorkühlung über den Außenmantel erfolgt, ist eine Verschmutzung des Motors ausgeschlossen. Und dass der Trimmer ebenso geräuscharm wie vibrationsfrei läuft, versteht sich bei Wassermann ohnehin von selbst.

- vielseitiger, leistungsstarker Nasstrimmer
- alle Wassermann Schleifscheiben verwendbar
- höchste Schleifgeschwindigkeit mit 3000 min⁻¹
- sehr drehmomentstarker und wartungsfreier Motor, spritzwassergeschützt nach IP 54
- stabiler, oxidationsfreier Arbeitstisch mit Langlochung und Seitenöffnungen – dadurch kein Überlaufen des Wassers
- serienmäßig mit Magnetventil zur automatischen Wasserzuführung ausgestattet
- kräftige Scheiben- und Innenraumspülung
- leicht zu öffnen durch rückseitige Sterngriffe
- großer Arbeitsausschnitt von 10,5 x 14,5 cm

● Technische Daten und Zubehör

HSS-88 ohne Schleifscheibe	Artikel Nr.: 168997
Spannung*	220–240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	4,6 A
Leistung	1000 W
Maße B x H x T	330 x 335 x 410 mm
Gewicht	19,8 kg
Schallpegel	≤ 70 dB(A)
Drehzahl	3000 min ⁻¹
Betriebsart	S6 - 40 %
Tischmaß vorstehend	120 mm

HSS-88 inkl. Schleifscheibe	Artikel Nr.:
inkl. Diamantschleifscheibe	168998
inkl. Dia-Quick-Schleifscheibe, teildiamantiert	168996
inkl. Korundschleifscheibe	168999
inkl. Folienschleifscheibe	168991

Lieferumfang	Artikel Nr.:
Schrägauflage	168037
Zuflussschlauch 1 m	320006
Abflussschlauch 1 m	320017
Zubehör	Artikel Nr.:
Umrüstsatz für HSS-88, Dia-Quick- u. Folienschleifscheibe	168071
Schleifvorrichtung KMS nach B.E.G.G.	168080
Richtlicht GTE	168081
Schablone für OK zum Trimmen der UK-Tuberebene	168082
Wandkonsole	168056
Dichtfett für Trimmer, 25 ml	629002
Abrichtapparat zum Aufräumen von Korundschleifscheiben	710001
Ersatz-Diamantschleifscheibe, inkl. Abzieher und Fett	168063
Ersatz-Dia-Quick-Schleifscheibe, teildiamantiert, inkl. Fett	162063
Ersatz-Korundschleifscheibe, inkl. Abzieher und Fett	168024
Ersatz-Folienschleifscheibe, 1 Satz = 4 Stück, inkl. Fett	162013
Ersatz-Folienschleifscheibe, fein, 1 Satz = 4 Stück, inkl. Fett	162023
Abzieher für Schleifscheibenwechsel	164026

*Andere Spannungen auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten



HSS-88 mit KFO-Sonderzubehör



HSS-88 mit Schrägauflage

Die wichtigsten Features auf einen Blick

- meistverkaufter Trimmer von Wassermann Dental-Maschinen
- alle Wassermann Schleifscheiben und KFO-Ausstattung verwendbar
- 3000 min⁻¹
- leistungsstarker 1000-Watt-Motor
- umfassende Erweiterungsmöglichkeiten
- Schleifvorrichtungen KMS sind auch in der Schweizer- u. EOS-Ausführung lieferbar

www.wassermann-dental.com



OmegaDent[®]
You NEED IT - we've GOT IT!

Wassermann Dental-Maschinen GmbH
Rudorffweg 15–17 · D-21031 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 730 926-0 · Fax: +49 (0)40 730 37 24
info@wassermann-dental.com