



- » Absaugung trocken, nass oder in "Kombination" (trocken und nass gleichzeitig)
- » Schnelle und unproblematische Installation durch den Techniker
- » Grundsätzlich immer mit Hydrozyklonabscheider (ohne elektrische Teile)
- » Geringe Baugröße und Gewicht
- » Bedarfsgesteuerte Saugleistung durch Frequenzmodulation (85 - 110Hz)
- » Turbo-Smart A: für bis zu 2 Behandler gleichzeitig
- » Turbo-Smart B: für bis zu 4 Behandler gleichzeitig
- » Turbo-Smart 2V: für bis zu 4 Behandler gleichzeitig
- » Leistungssteigerung ohne Gerätewechsel jederzeit möglich (Version A auf B)
- » DIBt-zugelassener Amalgamabscheider
- » TÜV-geprüfter Amalgamabscheider
- » Lieferung inkl. Zubehör: Schalldämpfer + Schlauchset
- » Funküberwachung durch Software möglich



**TURBO-SMART**

	<b>Version A</b>	<b>B</b>	<b>2V</b>
<i>Spannung:</i>	230V 50/ 60 Hz	230V 50/ 60 Hz	230 V 50/60 Hz
<i>Nennstrom:</i>	7 A	9 A	9 A
<i>Flussleistung:</i>	1.400 l/min.	1.700 l/min.	1.700 l/min
<i>max. Unterdruck:</i>	210 mbar	210 mbar	300 mbar
<i>Höchstaufnahme:</i>	1,450 kW	1,870 kW	1,870 kW
<i>max. Flusslsg. Amalgamabscheider:</i>	18 l/min.	18 l/min.	18 l/min.
<i>Geräuschpegel:</i>	68,2 dB (A)	69,6 dB (A)	70 dB (A)
<i>Behandler:</i>	2	4	4

<b>Art.-Nr.</b>	<b>Behandler</b>	<b>Artikelbeschreibung</b>
035000-A	2*	Turbo-Smart Version A <u>ohne Passwort</u> , mit Amalgamabscheider Maße: H 630 x B 390 x T 350 mm
035000-B	3-4*	Turbo-Smart Version B <u>mit Passwort</u> , mit Amalgamabscheider Maße: H 630 x B 390 x T 350 mm
035135	4*	Turbo-Smart 2V Maße: H 630 mm x B 520 mm x T 350 mm
035000		Gehäuse für Turbo-Smart
074305		Gehäuse für die Außeninstallation aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet, Maße: H 850 x B 590 x T 570 mm
160498		Frostschutzanlage
043135		Amalgambehälter für ISO 18
203770-PLUS		Nebenluftventil für Saugstrangbelüftung mit Schalldämpfer "plus"
203700		Nebenluftventil für Saugstrangbelüftung ohne Schalldämpfer
035105	2*	Turbo-Smart Version A ohne Amalgamabscheider
035105-B	3-4*	Turbo-Smart Version B ohne Amalgamabscheider
035135-OA	4*	Turbo-Smart 2V ohne Amalgamabscheider
888100		Wartungsset ISO 18
888300		großes Wartungsset ISO 18
888101		Wartungsset Separation Turbo-Smart
888301		großes Wartungsset Separation Turbo-Smart